

ERVIN DANESH AZMA



ERVIN DANESH AZMA

اروین دانشن آزما

Ervin Danesh Azma

✓ خدمات خوب یک اتفاق نیست





اروین دانش آزما

Ervin Danesh Azma

خدمات خوب یک اتفاق نیست ✓

MYTHIC™ 18 Vet

Fully automated 18 parameters haematology analyzer dedicated for Vet Application



Orphée

SWISS HAEMATOLOGY
SOLUTION



اروین دانشن آزما

Ervin Danesh Azma

✓ خدمات خوب یک اتفاق نیست

Mythic™ 18 Vet

Technical specifications

Throughput	60 samples per hour
Sample volume	< 10 µl
Pack of reagents	Cyanide free (up to 150 tests per pack)
Technology	<ul style="list-style-type: none">• Impedance (WBC, RBC, PLT)• Spectrophotometry (HGB)
18 parameters	WBC, LYM% and #, MON% and #, GRA% and #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW
Curves	RBC Curve, WBC curve, PLT curve
Dimensions	250 x 340 x 350 mm (W x D x H)
Weight	9 kg
Power	<ul style="list-style-type: none">• 90 to 250 V• 50 to 60 Hz• Less than 50 VA
External printers	<ul style="list-style-type: none">• Dot matrix printer• Thermal printer• Monochrome inkjet printer• Monochrome laser printer
User's interface	<ul style="list-style-type: none">• TFT colour touchscreen• Built-in numerical keyboard
Output	<ul style="list-style-type: none">• RS232• Ethernet (UDP/IP, TCP/IP protocol)• 2 USB port• Centronics port• Barcode scanner port

Software specifications

Graphic interface	Menu with icons for direct access to main species
Available species	Dog, cat, horse, cattle Other species can be setup individually
Multilanguage	Bulgarian, Brazilian Portuguese, Chinese, Deutsch, English, French, Italian, Magyar, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Spanish
Calibration	Automatic or manual
Quality control	<ul style="list-style-type: none">• 6 batches: 100 run/batch• Table and Levey Jennings graphs
Archives	<ul style="list-style-type: none">• Internal memory: 1500 patients• Mass storage (USB): up to 60 000 patients
Traceability	<ul style="list-style-type: none">• Patient identification: name, patient ID, sample ID• Daily log• Reagents monitoring: lot number, expiry date, volume• Service log
Flagging	<ul style="list-style-type: none">• Pathologic flags• Lab limits• Reagent alerts• Instrument alerts
Options	External barcode scanner
Reagents	HMVET-010 Mythic 18 Vet M-Pack
Controls	MYT303-VET Myt-3D VET 3 x 2,5 ml (1 L, 1 N, 1 H) MYTCAL2-VET Myt-CAL VET 2 x 2,0 ml

اروین دانش آزما

Ervin Danesh Azma



021_62999800

09100145015_18



CO.ERVINDANESHAZMA



WWW.ERVINDANESHAZMA.COM