


اروین دانش آزما

Ervin Danesh Azma

✓ خدمات خوب یک اتفاق نیست





- دارای ۲ عدد کلید حافظه جهت ذخیره دور و زمان کار
- سیستم تغییر زمان و RPM
- RPM تا ۴۰۰۰ دور در دقیقه و زمان تا ۹۹ دقیقه
- طراحی فنی و الکترونیکی برای کارکردهای مداوم تا بالای ۱۲ ساعت
- سیستم عملکرد بدون نویز و صدای اضافه حین کار حتی در دورهای بالا
- سیستم توقف هوشمند موتور در صورت وجود مانع در حرکت طبیعی دستگاه
- استفاده از پایه‌های لاستیکی به جای پایه‌های پلاستیکی جهت چسبندگی مناسب به سطوح

- بدنه فولادی با ضخامت مناسب
- درب فولادی و دوجداره
- سنسور دما
- سیستم هوشمند پایداری سرعت
- سنسور لرزش
- Speed limit
- قفل برقی و درب جکدار
- سیستم باز شدن اتوماتیک درب پس از اتمام کار
- ضامن باز شدن قفل در مواقع قطع برق و اضطرار
- مطابق با استانداردهای اداره کل تجهیزات پزشکی

- سیستم حفاظت از موتور و قطعات الکترونیکی در صورت بالا رفتن بیش از حد دمای دستگاه
- سیستم شستشوی داخل دستگاه به همراه خروجی فاضلاب و سیستم حفاظت موتور و قطعات الکترونیکی
- سیستم کالیبراسیون دستگاه به وسیله تاکومتر بدون نیاز به ارسال به شرکت



- ۱ سال گارانتی
- ۵ سال خدمات پس از فروش

TALK TO US

(021) 62999800

09100145015-17

www.ervindaneshazma.com

ERVIN DANESH AZMA

اروین دانش آزما

Ervin Danesh Azma



021_62999800

09100145015_18



CO.ERVINDANESHAZMA



WWW.ERVINDANESHAZMA.COM